



tobii dynavox

TD Navioタブレット Mini

タッチやスイッチで使える携帯用会話補助装置 iPadベース

TD Navioタブレット Miniは

音声出力型コミュニケーション支援デバイス (VOCA) です。

すぐに使える会話や単語を1万語以上とりそろえ生活場面やユーザーのニーズに合わせて使用できます。シンボル、ひらがな、漢字、写真が使えて、タッチやスイッチで入力できます。

大きな特徴

✓ 日常生活ですぐに使える!

すぐにしゃべれる単語や会話文を予め備えており、押すだけで会話を読み上げ、今すぐコミュニケーションをはじめられます。

✓ 個々の特性に合わせた会話ページ

知的障害、肢体不自由、発達障害、言語障害など個々のユーザーのニーズは異なります。言語発達段階や言語障害の特性、入力手段に合わせて、入力画面が構成できます。(ホーム画面作成サポート付き)

✓ どんどん言葉や会話文を増やせる

ことばの発達や学校での学習、生活場面の広がりの中で覚えた言葉やよく使う単語をどんどん追加できます。

ハードウェアの特徴

とても丈夫、5年保証



角を丸めたデザインで落下にも耐えられる防水機能もある丈夫なシリコンケースで保護され落としても安心です。5年保証付きで、運送費のみで何回でも修理できます。

パワフルなスピーカー



大音量出力が可能な高性能スピーカーです。人の声に最適化した大型スピーカーが取り付けられているので、車の中や屋外、教室でも相手に「あなた」の声がしっかり届きます。

ポータブル



キャリーバッグとストラップ付きでいつでも持ち運べて、どこへでも連れていけます。バッテリーも長持ちで一日中(18時間)使えます。軽量で、持ちやすいハンドルと安定したキックスタンドが組み込まれています。

自分のことばですぐに話せる!

脳性まひや発達障害、様々な理由で発声・発話が困難な子どもさんや成人の方にとって、文字を入力してすぐに読み上げられる事は、自分の意思を伝えるうえでとても大事な事です。TD NAVIOタブレットMiniには、50音とローマ字キーボードが備わっており、文字を入力してすぐに読上げられます。

また日常生活では、人との関わりの中で、タイミングよく受け答えが出来る事がさらに大切な場合があります。TD NavioタブレットMiniには、言いたい言葉が予め場面ごとに用意されているので、ボタンをタッチするだけですぐに会話に参加できます。

言いたい事を伝えられている安心感で、落ち着いて日常生活を送ることが出来る場合もあります。



TD NavioタブレットMini用TDスナップホーム画面作成サポートサービス

TD NavioタブレットMiniにはホーム画面作成サポートサービスが付いて来ます。ユーザーのニーズに合わせた、表示ボタン数や、シンボルや写真、ひらがなや漢字の使用など、すぐに使い始められるホームページを作成設定の上お渡します。

子ども/大人用サンプルページと簡単編集機能

学校、児童発達支援・放課後等デイサービス、あるいは家庭での学習に便利な授業のやりとりのための会話画面もサンプルページで簡単に作れます。「あそびたい」気持ちや「教えてください」の要求も伝えられます。



子ども/大人用サンプルページと簡単編集機能

TD NavioタブレットMiniには50音のキーボードも、ローマ字キーボードも用意されています。そして書いた文をすぐに読上げることができます。



技術仕様

項目	内容
サイズ・重量	210 x 195 x 25 mm 860g
オペレーションシステム	iPadOS
ボタン	電源、音量調節
コネクタ	USB-C
防水と固形物体への保護	IP42
付属品	充電器 充電ケーブル ショルダーストラップ 専用キャリーバッグ

(オプション) VESA用マウントプレート、キーガード、キーガードホルダー、車イス用アーム

定価: 352,000円 (税込)

項目	内容
スピーカー	5W 埋め込みスピーカー x 2
WLAN	802.11ax Wi-Fi 6
Bluetooth	Bluetooth 5.0
チップ	Apple A15 Bionic
ハードディスクドライブ	256GB
バッテリー作動時間	最長18時間
バッテリー充電時間	2時間から最長4時間
落下防止	1.5m
動作温度	0-35度
電源	100-240 VAC

総輸入販売元

株式会社クレアクト 福祉機器事業部

〒141-0022 東京都品川区東五反田1-8-13 五反田増島ビル4階

☎ 03-3442-5401 ☒ info@creact.co.jp